



# Тест на содержание хлора


Для пресной и морской воды

## Подготовка пробы:

- 1 Заполните обе пробирки водой, которую необходимо проверить, до отметки.



- 2 Засыпьте **1 большую** полную мерную ложку  $\text{Cl}_2$  в одну из двух пробирок, закройте ее резьбовой крышкой и взболтайте, чтобы реагент растворился. Оставьте пробу на 1 минуту.



## Измерение с помощью AQUA-CHECK:

- 1 Измерение эталона.
- 2 Измерение пробы.



Важные сведения о показателях измерений можно найти на сайте [www.aqua-check.de](http://www.aqua-check.de).  
Соблюдайте указания по обращению с химическими веществами (см. на обороте).



# Тест на содержание хлора

Версия 1.0 • 06/2013

## **$\text{Cl}_2$ (тест на содержание хлора)**

Следует хранить в месте, недоступном для детей.

Не допускайте попадания в глаза.

В случае глотания немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.

Упаковку с остатками продукта утилизировать, как проблемные отходы.

Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof • [www.soelltec.de](http://www.soelltec.de)

FMEA-17207-n